# EA776AL ペーハー計 EA776AL-1・-2 標準センサー

### 概要

当商品は手軽に温度と水素イオン濃度(pH)を測定できます。 またpH3点(pH4、pH7、pH10)にてキャリブレーションを行うことができ、 さらに自動温度補償機能を備えた信頼性のある測定が可能です。

#### 特長

- ★見やすい大きな液晶表示
  - 大きな表示部(液晶)にPH値、温度値を表示します。
- ★自動温度補償機能付

本器にセンサープローブを接続すると、温度補償を自動的に行いより正確なpH測定が可能です。

★オートパワーOFF機能付

サイズ

重量

20分後に自動的に電源が切れるオートパワーOFF機能を搭載。 電源の切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。

仕様			
■本体■			
測定要素		(pH)、温度(液温)	
1 11 401 - 14	PH	温度	
本体測定範囲	0.00~14.00pH	0∼50°C	
本体・センサ測定範囲	2.00∼13.00pH	0~50°C	
分解能	0.01pH	0.1°C	
	①3点キャリブレーション(pH4.01、pH6.86、pH10.01)		
機能	いずれも25℃のときのpH値		
1990 FIG	②オートパワーOFF機能	③バックライト機能	
	④MAX-MIN記憶機能	⑤マニュアル温度設定機能	
<b>法田理接条</b> 从	温度:0~50℃	显度:80%rh以下	
使用環境条件	ただし結露しないこと		
電源	9V乾電池 6F22(006P) 1コ		
電池寿命	連続測定 約20時間		
材質	ABS樹脂		
サイズ	本体:72(W)×31.5(D)×182(H)mm		
	センサ : ∮12×ℓ152mm(コード長 : 1,000mm)		
重量	約220g(乾電池含む)		
	・PH標準液 各1コ(内容量:約23ml)		
	①pH4 フタル酸塩		
	②pH7 中性リン酸塩		
	③pH10 炭酸塩		
	・センサプローブ 1本		
	・アタッシュケース 1コ		
付属品	-9V乾電池 6F22(006P) 1コ		
	・センサゴムキャップ 1コ		
	- 補充内部液 1コ(内容量:50cc)		
	・本体ビニールカバー 1コ		
	・センサ保護キャップ 1コ		
	- 取扱説明書 2枚		
■センサープローブ■	4以以则可 4次		
	温度:0~50℃		
測定範囲	pH: 2.00∼13.00pH		
測定精度	温度:±0.5℃		
	pH: ±0.03pH		
センサ	温度:サーミスタ		
	pH:ガラス電極(鉛フリー)		
材質	電極指示管:ガラス(鉛フリー) ケーブル:PVC		
11 /-2	140.450 /- INF 4 \		

 $\phi$  12 × 152mm


(コード長:1m)

約76g



# 各部の名称

## ■本体部



1、表 示 部 : 測定値や本器の状態を示します。

2、PWR キ ー : キーを押すと本器の電源が入ります。もう一度押すと、

本器の電源が切れます。

3、CAL キ ー : 測定モード時にキーを押すと、キャリブレーションモードになります。

4、SKIP キ ー : キャリブレーションモード時にPh設定値を移動します。

測定モード時・キャリブレーションモード時およびMAX・MIN記憶モードに

キーを2秒以上押すと、マニュアル温度設定モードになります。

5、REC キ ー : キャリブレーションモード時にキーを押すとpH4、pH7、pH10の

校正値を本器にメモリします。

マニュアル温度設定モードにキーを押すと、温度設定値を本器に

メモリします。

測定モード時にキーを押すと、MAX・MIN記憶モードになります。

MAX・MIN記憶モード時に3秒以上押すと、測定モードに戻ります。

6、pH/mV キ ー : 測定モード時に表示部上段をpH表示またはmV電圧表示に切り

換えます。キャリブレーションモードまたは、マニュアル温度設定

モード時の設定値を増加させます。

7、バックライトキー:表示部のバックライトを点灯します。


キャリブレーションモードまたは、マニュアル温度設定モード時の

設定値を減少させます。

8. 雷 池 カ バ ー

9、電池カバー固定ネジ


# ■本体上部



10、pHセンサ接続ジャック: pHセンサを接続します。

11、温度センサ接続ジャツ温度センサを接続します。

#### ■表示部



12、pH表示またはmV表示: 測定モードにpH値またはmV電圧を表示します。

13、温 度 表 示 :全てのモードにおいて温度値を表示します。

14、温度測定単位キャラク温度の測定単位(℃)です

15、pH 測 定 キャラクタ: pHの測定単位(pH)です。

16、電圧測定単位キャラク電圧の測定単位(mV)です。

17、REC : 本器がMAX・MIN記憶モード時に点灯します。

 18、MAX
 : pHまたは電圧の最高値を表示しているときに点灯します。

 19、MIN
 : pHまたは電圧の最低値を表示しているときに点灯します。


20、BAT : 乾電池の容量が少なくなったときに点灯します。

21、ATC : 温度センサプローブが接続されている時に点灯します。 22、時間・電圧表示部 MAX・MIN記憶モード時は記憶(REC)開始からの時間を

カウントします。

キャリブレーションモード時はCA表示と電圧を表示します。

#### ■標準センサ



- ①ガラス電極膜
- ②ガラス内部電極
- ③液絡部
- 4温度センサ
- 5比較内部電極
- 6電極支持管

- ⑦内部液補充口
- ⑧センサケーブル
- ⑨pHセンサ接続ケーブル
- ⑩温度センサ接続プラグ
- ①センサゴムキャップ
- 12センサ保護キャップ



# EA776AL用 標準センサー



品番	仕様
EA776AL-1	標準型センサー
EA776AL-2	投げ込み型センサー

品番	サイズ	コード長	重量
EA776AL-1	$\phi$ 14 × 152mm	1m	76g
EA776AL-2	$\phi$ 34 × 144mm	3m	460g